

Anti-Myof Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - Q9Nzm1

품목 번호: CM0018172



소개

인간 MYOF (Myoferlin)에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과의 교차 반응성이 있습니다. 막 복구 및 엔도사이틱 재순환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] MYOF Rabbit pAb
비고/별칭	HAE7; FERIL3; OF
종	인간
GeneID (인간)	26509
GeneID	26509
면역원	인간 MYOF (NP_038479.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로널 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NZM1
단백질 분자량	235kDa
배송	아이스 팩