


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항미오글로빈 단클론 항체 - P02144

품목 번호: CM0006911



소개

인간 미오글로빈(MYOSB; PVALB)에 대한 본 토끼 단클론 항체는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었고 마우스, 래트와 교차반응합니다. 산소 저장, 아질산 환원효소 활성 및 근육 조직 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	미오글로빈 토끼 mAb
비고/별칭	MYOSB; PVALB; 미오글로빈
종	인간
유전자 ID (인간)	4151
면역원	재조합 단백질 인간 미오글로빈(NP_005359.1)의 아미노산 2-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02144
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백