


Wb, If-P, Elisa용 항-마이오글로빈 토끼 다클로날 항체 - P02144

품목 번호: CM0026272



소개

인간 마이오글로빈을 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 산소 저장 및 근육 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마이오글로빈 토끼 pAb
비고/별칭	MYOSB; PVALB; 마이오글로빈
종	인간
유전자 ID (인간)	4151
유전자 ID	4151
항원	제조합 단백질 - 인간 마이오글로빈 (NP_005359.1)의 아미노산 1-154에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02144
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩