

Wb, Ihc, If, Elisa용 항미오신 중쇄 토끼 단클론 항체 - P12883 / P13533

품목 번호: CM0009434



소개

인간 미오신 중쇄(MYH7/MYH6)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스, 랫드와 반응합니다. 근육 연구 및 IVD 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	미오신 중쇄 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CMDIS; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPM; Myosin heavy chain
종	인간
유전자ID (인간)	4625/4624
유전자ID	4625/4624
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P12883/P13533
단백질 분자량	224 kDa
배송 방식	아이스백