

Wb, Elisa용 항-미오튜블라린(Mtm1) 다클론 항체 - Q13496

품목 번호: CM0017088

소개

WB 및 ELISA용 인간 미오튜블라린(MTM1)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 포스포이노시타이드 대사, 엔도솜 수송 및 근육 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTM1 토끼 pAb
비고/별칭	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
종	인간
유전자 ID (인간)	4534
유전자 ID	4534
면역원	인간 MTM1의 아미노산 484-603에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000243.1)
항체 생산 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13496
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩