

Anti-Mypn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Tc9

품목 번호: CM0022286

소개

이 MYPN (myopalladin)에 대한 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯 (WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 MYPN을 검출합니다. 근절 구조 및 근육 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYPN Rabbit pAb
비고/별칭	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
종	인간
GeneID (인간)	84665
GeneID	84665
면역원	인간 MYPN의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_115967.2)
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86TC9
단백질 분자량	145kDa
배송	아이스백