


Wb 및 Elisa용 Anti-Myrf 폴리클로날 항체 - Q9Y2G1

품목 번호: CM0023853



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-MYRF 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 MYRF와 반응하며, 이는 CNS(중추신경계) 수초화 및 올리고덴드로사이트 성숙의 핵심 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYRF Rabbit pAb
비고/별칭	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	745
GeneID	745
면역원(Immunogen)	인간 MYRF (NP_001120864.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y2G1
단백질 분자량(Protein Weight)	124kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)