

Anti-Mysm1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Vvj2

품목 번호: CM0024810



소개

MYSM1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 디유비퀴티나제 연구, 조혈모세포 기능 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYSM1 Rabbit pAb
비고/별칭	2ADUB; BMFS4; 2A-DUB; MYSM1
종	인간
GeneID (Human)	114803
면역원	인간 MYSM1 (NP_001078956.1)의 아미노산 720-821에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5VVJ2
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백