


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mzb1 폴리클로날 항체 - Q8Wu39

품목 번호: CM0014022



소개

인간 MZB1(pERp1, MEDA-7)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. ER 단백 샤페론 기능 및 B 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MZB1 Rabbit pAb
비고/별칭	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
종	인간
GeneID (인간)	51237
GeneID	51237
면역원	재조합 단백질 인간 MZB1 (NP_057543.2)의 아미노산 1-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WU39
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩