


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Mzt2B 폴리클로날 항체 - Q6Nz67

품목 번호: CM0027445



소개

인간 MZT2B (FAM128B)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 중심체 기능, 방추체 조립, 감마-튜불린 고리 복합체 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MZT2B Rabbit pAb
비고/별칭	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
종	인간
GeneID (인간)	80097
GeneID	80097
면역원	인간 MZT2B (NP_079305.2)의 아미노산 1-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6NZ67
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백