

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-N-Cadherin 다클론 항체 - P19022

품목 번호: CM0029385

소개

인간 N-Cadherin에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 세포 접착 및 신경과학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	N-Cadherin 토끼 pAb
비고/별칭	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
종	인간
유전자 ID (인간)	1000
유전자 ID	1000
면역원	인간 N-Cadherin의 아미노산 488-587에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001783.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P19022
단백질 무게	100kDa
배송	아이스팩