

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항N-Myc/Mycn 토끼 다클론 항체 - P04198

품목 번호: CM0013299



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합한 이 토끼 다클론 항체로 신경모세포종 및 신경 세포에서 N-Myc/MYCN 발현을 검증하세요. 인간, 마우스, 래트 종에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	N-Myc/MYCN 토끼 pAb
비고/별칭	NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN
종	인간
유전자 ID (인간)	4613
유전자 ID	4613
면역원	인간 N-Myc/MYCN (NP_005369.2)의 아미노산 168-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04198
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩