

Wb, Elisa용 항-N-Wasp/Wasl 단클론 항체 - O00401

품목 번호: CM0006805



소개

인간 N-WASP/WASL(O00401)에 특이적으로 결합하는 검증된 토끼 단클론 항체입니다. WB에서 55kDa 밴드를 검출하며 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성이 예측됩니다. 액틴 세포골격 및 세포 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	N-WASP/WASL 토끼 mAb
비고/별칭	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
종	인간
GeneID (인간)	8976
GeneID	8976
면역원	합성 펩티드: 인간 N-WASP/WASL(O00401)의 아미노산 350-450 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00401
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백