

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-N-Wasp/Wasl 다클론 항체 - O00401

품목 번호: CM0028159



소개

인간 N-WASP/WASL을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 재조합 면역원 (aa 1-250). 액틴 핵형성 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	N-WASP/WASL 토끼 pAb
비고/별칭	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
종	인간
유전자ID (인간)	8976
유전자ID	8976
면역원	인간 N-WASP/WASL (NP_003932.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00401
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩