

Anti-N6Amt1/Hemk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N5

품목 번호: CM0028414



소개

인간 N6AMT1/HEMK2(KMT9)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 크로마틴 조절 및 메틸트랜스퍼라제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
비고/별칭	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
종	인간
GeneID (인간)	29104
GeneID	29104
면역원	인간 N6AMT1/HEMK2 (NP_877426.3)의 아미노산 1-186 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5N5
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백