

Wb, Ihc-P, Elisa용 항N6Amt1/Hemk2 토끼 다클론 항체 - Q9Y5N5

품목 번호: CM0018983



소개

인간 N6AMT1/HEMK2 메틸트랜스퍼라제에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응하며 크로마틴 조절 및 비소 독성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	N6AMT1/HEMK2 토끼 pAb
비고/별칭	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
종	인간
유전자 ID	29104
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5N5
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백