

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Naa10 다클론 항체 - P41227

품목 번호: CM0028477



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 고품질 토끼 유래 NAA10 다클론 항체입니다. 인간 NAA10을 표적으로 하며 마우스 및 래트와 교차반응성이 있습니다. 아세틸화 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAA10 토끼 pAb
비고/별칭	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARDIP; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPSI; NAA10
종	인간
GeneID (인간)	8260
GeneID	8260
면역원	재조합 단백질 인간 NAA10 (NP_003482.1)의 아미노산 161-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41227
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩