

Anti-Naa20 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa) - P61599

품목 번호: CM0030811



소개

NAA20 Rabbit pAb는 N-alpha-acetyltransferase 20 검출용 폴리클로날 항체입니다. WB(웨스턴 블로팅), IHC-P(조직 면역화학), IP(면역침전), ELISA에 적합하며 사람, 쥐, 랫드와 교차 반응성을 가집니다. N-말단 아세틸화, 세포 이동, 액토마이오신 섬유 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAA20 Rabbit pAb
비고/별칭	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dJ1002M8.1; NAA20
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	51126
유전자 ID	51126
면역원(Immunogen)	사람 NAA20 (NP_057184.1)의 아미노산 49-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P61599
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)