


Wb 및 Elisa용 Anti-Naa25 폴리클로날 항체 - Q14Cx7

품목 번호: CM0029941



소개

NAA25(NatB 보조 서브유닛)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 단백질 N-말단 아세틸화 및 세포 주기 진행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAA25 토끼 pAb
비고/별칭	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
종	인간
GeneID (인간)	80018
GeneID	80018
면역원	인간 NAA25 (NP_079229.2)의 아미노산 703-972에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14CX7
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백