


Wb, Elisa용 Anti-Naa40 폴리클로날 항체 - Q86Uy6

품목 번호: CM0028721



소개

히스톤 H4 및 H2A용 N-알파-아세틸전이효소인 인간 NAA40 (NatD)에 특이적인 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAA40 Rabbit pAb
비고/별칭	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	79829
면역원	인간 NAA40 (NP_079047.2)의 아미노산 1-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q86UY6
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백