

Anti-Naa50 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9Gzz1

품목 번호: CM0026289



소개

N-alpha-아세틸트랜스퍼라제 50 (NAA50) 토끼 다클론 항체로 WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 단백질 N-말단 아세틸화, 염색질 응집 및 후성 유전적 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAA50 토끼 pAb
비고/별칭	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
종	인간
유전자 ID	80218
면역원	인간 NAA50 (NP_079422.1)의 아미노산 1-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZZ1
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩