

Wb, Elisa용 Anti-Nab2 토끼 다클로날 항체 - Q15742

품목 번호: CM0027528

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-NAB2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 NGFI-A 결합 단백질 2(EGR1/EGR2의 전사 억제인자)를 표적으로 합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAB2 Rabbit pAb
비고/별칭	MADER; NAB2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4665
유전자 ID	4665
면역원(Immunogen)	인간 NAB2 (NP_005958.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q15742
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)