


Wb, Elisa용 항-Naca 토끼 단일클론 항체 - Q13765

품목 번호: CM0007238



소개

인간 NACA(Alpha-NAC, 신생 폴리펩타이드 연관 복합체 소단위체 알파)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 소포체(ER) 표적화 및 유전자 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NACA 토끼 mAb
비고/별칭	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
종	인간
GeneID (인간)	4666
GeneID	4666
면역원	인간 NACA(NP_005585.1)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13765
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩