


Wb, Elisa용 Anti-Nacc1 토끼 다클로날 항체 - Q96Re7

품목 번호: CM0015356



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 Anti-NACC1 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 NACC1과 교차 반응합니다. 전사 억제 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NACC1 Rabbit pAb
비고/별칭	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	112939
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 NACC1 (NP_443108.1)의 아미노산 170-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q96RE7
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)