

Anti-Nadph Oxidase 4 (Nox4) 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Jhi8

품목 번호: CM0026775

소개

마우스 NOX4를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드 NOX4를 검출하며, 이는 H₂O₂를 생성하는 NADPH 산화효소로 레독스 신호전달 및 세포 반응에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NADPH oxidase 4 (NOX4) Rabbit pAb
비고/별칭	KOX; KOX-1; RENOX
종	마우스
GeneID (Human)	50507
GeneID (Mouse)	50490
면역원	마우스 NADPH oxidase 4 (NOX4) (NP_056575.1)의 아미노산 307-424 서열에 해당하는 제조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9JHI8
단백질 분자량	67 kDa
배송	아이스백