


Wb 및 Elisa용 Anti-Nae1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13564

품목 번호: CM0030585



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 NAE1 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트와 반응. 표적은 네덜레이션 및 세포 주기에 관여하는 NEDD8-활성화 효소 E1 조절 소단위체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAE1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPPI1; ula-1; APPBP1; NEDFIH; A-116A10.1; NAE1
종	인간
GeneID	8883 (인간)
면역원	인간 NAE1 (NP_003896.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13564
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백