

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Naga 토끼 다클로날 항체 - P17050

품목 번호: CM0026694



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-NAGA 토끼 다클로날 항체입니다. 당지질 대사에 중요한 리소좀 효소인 alpha-N-acetylgalactosaminidase를 타겟으로 합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAGA Rabbit pAb
비고/별칭	GALB; D22S674; NAGA
종(Species)	Human
GeneID (인간)	4668
GeneID	4668
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 NAGA (NP_000253.1)의 아미노산 312-411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P17050
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)