

Anti-Nags Rabbit Polyclonal Antibody - Q8N159

품목 번호: CM0020472



소개

인간 N-아세틸글루타메이트 합성효소(NAGS)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 교차 반응합니다. 요소 회로 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAGS Rabbit pAb
비고/별칭	NAGS; AGAS; ARGAs; N-아세틸글루타메이트 합성효소
종	인간
유전자 ID	162417
면역원	인간 NAGS 재조합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N159
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백