

Ihc-P, Elisa용 항-Naip 토끼 단클론 항체 - Q13075

품목 번호: CM0002357



소개

IHC-P와 ELISA에서 검증된 고품질 항-NAIP 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 NAIP(BIRC1)와 반응합니다. 세포사멸 및 인플라좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAIP 토끼 mAb
비고/별칭	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
종	인간
유전자ID (인간)	4671
유전자ID	4671
면역원	합성 펩타이드 인간 NAIP(Q13075)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q13075
단백질 분자량	160kDa
배송 방식	아이스 팩