


Wb, Elisa용 항Naip 토끼 다클론 항체 - Q13075

품목 번호: CM0020912



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 NAIP(BIRC1/NLRB1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 세포사멸 억제인자 및 선천성 면역 센서를 검출하며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 신경 세포 사멸 및 인플라썸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAIP 토끼 pAb
비고/별칭	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
종	인간
유전자ID (인간)	4671
유전자ID	4671
면역원	인간 NAIP(NP_075043.1)의 아미노산 750-850 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q13075
단백질 분자량	160kDa
배송	아이스 팩