


Anti-Na⁺/K⁺-ATPase Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

품목 번호: CM0003232



소개

사람 Na⁺/K⁺-ATPase 알파-1 서브유닛(ATP1A1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 이온 수송 및 막 전위 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Rabbit mAb
비고/별칭	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	476
GeneID	476
면역원	사람 Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (P05023)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P05023
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백 (Ice bag)