


Wb 및 Elisa용 Anti-Na⁺/K⁺-ATPase 토끼 다클론 항체 - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

품목 번호: CM0022122



소개

인간 Na⁺/K⁺-ATPase 알파-1 소단위체(ATP1A1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 랫드와 교차 반응합니다. 이온 수송 및 막전위 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase 토끼 pAb
비고/별칭	ATP1A1, ATPase Na ⁺ /K ⁺ 수송 소단위체 알파 1, Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
종	인간
GeneID	476/477/478/480
면역원	인간 Na ⁺ /K ⁺ -ATPase(NP_000692.2)의 386-595번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
단백질 분자량	74kDa/109kDa/112kDa/113kDa
배송	아이스팩