


Anti-Na⁺/K⁺-ATPase Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P05023

품목 번호: CM0026181



소개

Na⁺/K⁺-ATPase Rabbit Polyclonal Antibody, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨 (인간, 마우스, 래트 대상). 인간 ATP1A1의 아미노산 1-100에 해당하는 재조합 면역원. 이온 수송, 막 전위, 신경계 장애 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
종	인간
GeneID (인간)	476
GeneID	476
면역원	인간 Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05023
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백