

웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, Elisa용 항-Nanog 단일클론 항체 - Q9H9S0

품목 번호: CM0006945



소개

인간 Nanog에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에서 검증되었습니다.

인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 줄기세포 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nanog Rabbit mAb
비고/별칭	NANOG; Nanog
종	인간
GeneID (인간)	79923
GeneID	79923
면역원	재조합 단백질 인간 Nanog (NP_079141.2)의 아미노산 153-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H9S0
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백