

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nanog 토끼 다클론 항체 - Q9H9S0

품목 번호: CM0026595



소개

Nanog 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보이며 WB, IHC-P, ELISA에 검증된 다클론 항체입니다. 줄기세포 다능성과 발생에 핵심적인 NANOG 전사인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Nanog 토끼 pAb
비고/별칭	NANOG; Nanog
종	인간
유전자ID (인간)	79923
유전자ID	79923
면역원	인간 Nanog (NP_079141.2)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H9S0
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩