

Anti-Nans 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nr45

품목 번호: CM0028766



소개

인간 NANS에 대한 토끼 다클론 항체로, 아미노산 260-359에 해당하는 재조합 단백질을 항원으로 제작되었습니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 응용 분야에 적합하며, 시알산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NANS 토끼 pAb
비고/별칭	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
종	인간
GeneID (인간)	54187
GeneID	54187
면역원	인간 NANS(NP_061819.2)의 아미노산 260-359 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR45
단백질 무게	40kDa
배송	아이스팩