

Wb, Elisa용 Anti-Nans 토끼 다클론 항체 - Q9Nr45

품목 번호: CM0021266



소개

인간 NANS에 대한 토끼 다클론 항체로, 녹아웃 연구에 대해 검증되었습니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. NANS는 시알산 생합성의 핵심 효소로, 뇌와 골격 발달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NANS 토끼 pAb
비고/별칭	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
종	인간
GeneID (인간)	54187
GeneID	54187
면역원	인간 NANS(NP_061819.2)의 아미노산 260-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR45
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩