

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Nap1L1 단일클론 항체 - P55209

품목 번호: CM0011995



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 유래 단일클론 Anti-NAP1L1 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 NAP1L1을 인식하며, 이 단백질은 뉴클레오솜 조립, DNA 수리, 신경발생에 관여하는 히스톤 샤페론입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAP1L1 Rabbit mAb
비고/별칭	NRP; NAPI; NAPIL; NAPIL1
종 특이성	인간
GeneID	4673
면역원	합성 펩타이드
항체 유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55209
단백질 분자량	45kDa
배송 조건	아이스백