

Wb 및 Elisa용 Anti-Nap1L5 토끼 다클로날 항체 - Q96Nt1

품목 번호: CM0023690

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 NAP1L5 토끼 다클로날 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 히스톤 케퍼 기능, 뉴클레오솜 조립 및 뇌 특이적 크로마틴 역학 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAP1L5 Rabbit pAb
비고/별칭	DRLM; NAP1L5
종	Human
GeneID (Human)	266812
GeneID	266812
면역원	재조합 단백질 인간 NAP1L5 (NP_715638.1)의 아미노산 30-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96NT1
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩