

Wb, Elisa용 항-Napb 토끼 다클론 항체 - Q9H115

품목 번호: CM0022761

소개

인간 NAPB(SNAP-BETA)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 ER-골지 소포 수송 및 관련 신경발달 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAPB 토끼 pAb
비고/별칭	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
종	인간
유전자ID	63908
면역원	인간 NAPB(NP_071363.1)의 아미노산 1-50에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H115
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백