

Anti-Napg (Gammasnab) 토끼 다클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q99747

품목 번호: CM0016854

소개

NAPG (GAMMASNAP)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 소포체에서 골지체로의 소포 운송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAPG Rabbit pAb
비고/별칭	GAMMASNAP; NAPG
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	8774
면역원(Immunogen)	사람 NAPG (NP_003817.1)의 아미노산 1-312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 실험쥐(Rat)
SWISS	Q99747
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)