

Wb 및 Elisa용 항-Napg 토끼 다클론 항체 - Q99747

품목 번호: CM0027963

소개

NAPG Rabbit pAb는 감마-용해성 NSF 결합 단백질에 대한 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에서 교차 반응성을 보입니다. 세포 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAPG Rabbit pAb
비고/별칭	GAMMASNAP; NAPG
종	인간
유전자ID (인간)	8774
유전자ID	8774
면역원	제조항 단백질 인간 NAPG (NP_003817.1)의 아미노산 1-312에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99747
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스 팩