

Wb, Elisa용 Anti-Naprt 폴리클로날 항체 - Q6Xqn6

품목 번호: CM0018532



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-NAPRT 토끼 폴리클로날 항체; 니코틴산으로부터 NAD 생합성의 첫 단계를 촉매하는 약 58 kDa의 세포질 효소인 사람, 마우스, 래트 NAPRT를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAPRT Rabbit pAb
비고/별칭	NAPRT1; PP3856; NAPRT
종	사람
유전자 ID (사람)	93100
유전자 ID	93100
면역원	사람 NAPRT1 (NP_660202.3)의 아미노산 309-538 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q6XQN6
단백질 무게	58kDa
배송	아이스백