

Wb, Elisa용 항-Napsa 다클론 항체 - O96009

품목 번호: CM0019652

소개

NAPSA 토끼 pAb는 계면활성제 처리에 관여하는 아스파릴 프로테아제인 깃신-A(napsin-A)를 검출합니다. 래트와 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 폐 및 신장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAPSA 토끼 pAb
비고/별칭	NAPSA; KAP; Kdap; NAPI; NAPA; SNAPa; napsin-A
종	인간
유전자ID	9476
면역원	인간 NAPSA(NP_004842.1)의 아미노산 64-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	O96009
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백