

## Wb, Elisa용 항-Nars 토끼 다클론 항체 - O43776

품목 번호: CM0013639



### 소개

사람 및 생쥐 아스파라긴-tRNA 연결효소에 대해 WB와 ELISA에서 검증된 NARS 토끼 다클론 항체입니다.

단백질 합성과 세포 신호전달에 중요한 63kDa 세포질 효소를 표적으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NARS 토끼 pAb                                                            |
| 비고/별칭       | NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG                                         |
| 종           | 사람                                                                     |
| 유전자 ID (사람) | 4677                                                                   |
| 유전자 ID      | 4677                                                                   |
| 면역원         | 제조업 단백질 사람 NARS (NP_004530.1)의 아미노산 309-548에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼                                                                     |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐                                                                 |
| SWISS       | O43776                                                                 |
| 단백질 분자량     | 63kDa                                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                                   |