


If/Icc, Elisa용 Anti-Nat1 Rabbit Monoclonal Antibody - P18440

품목 번호: CM0002913



소개

IF/ICC 및 ELISA에 검증된 고특이성 anti-NAT1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 NAT1(34 kDa)과 교차 반응합니다. 약물 대사, 약물유전체학, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAT1 Rabbit mAb
비고/별칭	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
종	인간
GeneID (Human)	9
면역원	인간 NAT1(P18440)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18440
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백