


Wb 및 Elisa용 Anti-Nat1 토끼 다클론 항체 - P18440

품목 번호: CM0022140



소개

사람 NAT1(arylamine N-acetyltransferase 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 약물 해독 및 발암물질 생체활성화에 관여하는 34 kDa 세포질 효소를 인식하며, 약물유전학 및 독성학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAT1 토끼 pAb
비고/별칭	AAC1; MNAT; NAT1; NAT-1; NATI
종	사람
GeneID (사람)	9
GeneID	9
면역원	사람 NAT1(NP_001153646.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P18440
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩