


세포 내 유세포분석용 Anti-Nat10 토끼 단클론 항체() - Q9H0A0

품목 번호: CM0011198



소개

인간 NAT10을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 세포 내 유세포분석에 대해 검증되었습니다. mRNA 안정성과 리보솜 생합성에 관여하는 RNA 아세틸전이효소를 표적으로 합니다. IVD 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 NAT10 mAb
비고/별칭	ALP; Kre33; NET43
종	인간
GeneID (인간)	55226
GeneID	55226
면역원	인간 NAT10(Q9H0A0)의 아미노산 750-1025에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단클론 항체
적용	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H0A0
단백질 분자량	116 kDa
배송	아이스팩