


Anti-Nat10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

품목 번호: CM0003145



소개

NAT10(RNA 사이티딘 아세틸전이효소)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응함. mRNA 아세틸화 및 rRNA 처리 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NAT10 Rabbit mAb
비고/별칭	ALP; Kre33; NET43; NAT10
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55226
GeneID	55226
면역원	인간 NAT10 (Q9H0A0)의 아미노산 750-1025에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H0A0
단백질 크기	116kDa
배송	아이스 백(Ice bag)