

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nat8 토끼 다클론 항체 - Q9Uhe5

품목 번호: CM0030673

소개

인간 NAT8을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 보입니다. 단백질 아세틸화, 세포 사멸 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NAT8 토끼 pAb
비고/별칭	GLA, CML1, CCNAT, Hcm11, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
종	인간
유전자 ID	9027 (인간)
면역원	인간 NAT8(Q9UHE5)의 61-220 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UHE5
단백질 무게	26kDa
배송	아이스팩